

Product details

Bahan masker mulut pelindung

- 1) 3layers: non woven spunbond + mencair ditiup kertas filter + spunbond nonwoven
- 2) Kain memiliki ketahanan cairan maksimum dan perlindungan terhadap cairan tubuh
- 3) Bakteri Filtrasi Efisiensi: 99,7%, Partikel Filtrasi Efisiensi: 98,5%,
Ukuran partikel: 0,1 m

Kemasan selimut mulut

Deskripsi	Jumlah / box	Jumlah / Ctn	Kotak ukuran: 18 * 10 * 7cm Ukuran karton: 52 * 38 * 30cm
25 + 25 + 25g, 3ply	50 Pcs	2000 Pcs	

Saat mengenakan kami kebersihan wajah-topeng, mohon diperhatikan

- 1) Produk adalah barang sekali pakai, tidak membersihkan untuk digunakan kembali
- 2) Jangan gunakan ketika Anda menemukan pencemaran minyak sebelum menggunakan
- 3) Produk tidak dapat melawan debu dan gas berbahaya
- 4) Jangan gunakan produk ini jika Anda alergi untuk itu

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

