

Product details

Spesifikasi lembar non-anyaman sekali pakai

- 1) bahan: SMS, nyaman, Ranjang higienis dan biaya efektif
- 2) gram berat: 20-100gsm
- 3) warna: ungu warna
- 4) style: elastis di kedua ujungnya, menjahit di empat sudut, untuk mengakomodasi berbagai ukuran tempat tidur
- 5) ukuran: 200 cm * 120 cm, 200 cm * 90 cm, 180 cm * 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60 cm

(dapat dibuat sesuai permintaan klien)

Proses kontrol kualitas ungu non-anyaman sekali pakai lembar

- 1) kita tidak akan mulai untuk membuat produk sampai Anda mengkonfirmasi sampel.
- 2) pengepakan akan air-bukti-bukti yang lembap dan disegel.

Packing SMS non-anyaman sekali pakai lembar

Packing steril	1 pcs V steril kertas kantong plastik, 50 pcs/Vctn
Packing reguler	5 pcs/tas, 50 pcs/Vctn
Catatan: semua dapat khusus disesuaikan menurut persyaratan Anda sebenarnya	

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

