

Cina produsen terbaik untuk pengait telinga masker wajah, pakai masker wajah untuk alergi, medical masker anti virus

Spesifikasi pengait telinga masker

- 1) Ukuran: 17,5 x 9,5 cm, satu ukuran cocok paling
- 2) Mudah beradaptasi hidung bar, tidak ada stimulus untuk kulit manusia
- 3) Warna: Putih / pink / hijau / biru / kuning, kami memiliki 11 warna benar-benar
- 4) Efisiensi tinggi filter, filter serbuk sari, debu dan bakteri, BFE% > 99%5) Resistensi terhadap penetrasi oleh sintesis darah 120mmHg
- 6) Sesuai dengan EN14683 dan FDA standar mutu

Bahan kain masker wajah untuk alergi

- 1) Ini non-woven, non-toksik, ada iritasi, Lembut dan nyaman;
- 2) batin adalah PP non-woven dengan efek antibakteri;
- 3) Tengah adalah filter lapisan Efisien (berkualitas tinggi Lelehkan kain ditiup);
- 4) Outer adalah Kesehatan Kelas Print Spun Polypropylene obligasi.

Kemasan topeng anti virus

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya			

Gambar dari pengait telinga masker



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

