Cina pemasok terbaik untuk rumah sakit jenggot bedah masker, pakai masker jenggot wajah, penutup jenggot poli

Indikasi jenggot masker bedah

Ini secara luas digunakan di rumah sakit, hotel, restoran, proses makanan, katering dan sektor industri.

Bahan kain jenggot pakai masker wajah

100% polypropylene non-woven, non-iritasi dan lembut

Ukuran: 19 ", 21"

Kemasan penutup jenggot

100 Pcs / PE tas, 1000 Pcs / karton, ukuran Ctn: 26 * 22 * 32cm

100 Pcs / PE tas, 2000 Pcs / karton, ukuran Ctn: 52 * 23 * 26cm

Penyimpanan jenggot masker bedah

- 1) Produk akan mempertahankan sifat-sifatnya ketika disimpan di tempat yang kering pada suhu antara $10\,^\circ$ dan $30\,^\circ$ C.
- 2) Tidak terkena sinar matahari langsung.

Dibuang

- 1) Setelah selesai digunakan dapat didaur ulang atau dibakar.
- 2) Kemasan harus disimpan dalam wadah yang sesuai untuk daur ulang

hal perdagangan jenggot pakai masker wajah

| MOQ | 100.000 pcs |
|----------------------|---|
| Harga | Negotiable |
| Syarat pembayaran | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal |
| kemampuan pasokan | 1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari |
| waktu pengiriman | Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan |
| Mencicipi | Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari |

Gambar sampul jenggot

