

## **Cina pemasok terbaik untuk rumah sakit jenggot bedah masker, pakai masker jenggot wajah, penutup jenggot poli**

### **Indikasi jenggot masker bedah**

Ini secara luas digunakan di rumah sakit, hotel, restoran, proses makanan, catering dan sektor industri.

### **Bahan kain jenggot pakai masker wajah**

100% polypropylene non-woven, non-iritasi dan lembut

Ukuran: 19 ", 21"

### **Kemasan penutup jenggot**

100 Pcs / PE tas, 1000 Pcs / karton, ukuran Ctn: 26 \* 22 \* 32cm

100 Pcs / PE tas, 2000 Pcs / karton, ukuran Ctn: 52 \* 23 \* 26cm

### **Penyimpanan jenggot masker bedah**

- 1) Produk akan mempertahankan sifat-sifatnya ketika disimpan di tempat yang kering pada suhu antara 10 ° dan 30 ° C.
- 2) Tidak terkena sinar matahari langsung.

### **Dibuang**

- 1) Setelah selesai digunakan dapat didaur ulang atau dibakar.
- 2) Kemasan harus disimpan dalam wadah yang sesuai untuk daur ulang

### **hal perdagangan jenggot pakai masker wajah**

MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

**Gambar sampul jenggot**

