

Pengantar gigi medis sekali pakai [gulungan kapas](#):

1. kapasitas menyerap tinggi
2. made from 100% kapas penyerap kemurnian tinggi, putih murni
2. Dikemas dalam plastik untuk perlindungan
3. Size1: 1 1 # 8mm X 38mm (0,315 "X1-1 / 2")
 - 2 2 # 10mm X 38mm (0,375 "X1-1 / 2")
 - 3 2 # 10mm X38mm (0,375 "X1-1 / 2")
 - 4 2 # 10mm X38mm (0,375 "X1-1 / 2")?
 - 5 3 # 12mm X 38mm (0,472 "X1-1 / 2")
 - 6 4 # 15mm X 38mm (0,551 "X1-1 / 2")

Keuntungan dari [gulungan kapas](#)

1. Lembut, lentur, tidak ada serat rayon selulosa, tidak linting, dan menyenangkan untuk pasien
2. menyerap darah dan eksudat atau untuk membersihkan luka.
3. absorbansi Tinggi dan melekat kuat
4. tidak akan mematuhi selaput lendir
5. Pertahankan bentuk yang lebih baik saat basah

Aplikasi dari [gulungan kapas](#):

Untuk klinikor rumah sakit.

Pengepakan:

19pcs / roll, 36 roll / tas atau disesuaikan

Spesifikasi kapas gulungan gigi:

Bahan	100% kapas penyerap kemurnian tinggi
Fitur	gulungan kapas gigi
Warna	putih alami
Ukuran	1 #: 8 * 38mm, 2 #: 10 * 38mm, 3 #: 12 * 38mm, 4 #: 15 * 38mm

Pengiriman	dalam waktu 15 hari setelah menerima deposit.
Syarat pembayaran	T / T, L / C, Western Union, Escrow, Paypal, dll.
Penyimpanan	Disimpan kering, kelembaban di bawah 80%, berventilasi, gudang gas non-korosif
Catatan	1. Produk ini Tidak steril 2.Valitas: 2 tahun 3.Disposable
Sertifikasi	CE0197, ISO9001, ISO13485
OEM	1. Bahan atau spesifikasi lainnya dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2. Logo Disesuaikan / merek dicetak. 3. kemasan disesuaikan tersedia.





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

