

Cina disposable non tenun pernapasan bedah telinga loop masker pemasok

Normal pengepakan

- 1.non-steril: 50pcs/box, 40boxes/ctn, 52x38x30cm.
1 * 20FT dapat beban: 500 kasus (1000,000 pcs),
1 * 40HQ dapat beban: 1150 kasus (2300,000 pcs).
- 2.STERILE: 1pcs/tas, 50bags kotak, 1000pcs/dus karton ukuran: 52x19x30cm.

Indikasi

1. steril produk digunakan untuk tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien.
- Produk steril 2.non dapat digunakan untuk bebas debu lokakarya, rumah sakit, laboratorium,
3. untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan darah splash konten dan mengisolasi debu,

Spesifikasi

Nama Produk	Cina disposable bebas tenun pernapasan bedah telinga loop masker pemasok
Model No	OH-2001
Bahan	3ply, PP non woven + Filter paper PP non woven
Ukuran	17.5x9.5cm(Adult)
Gaya	Elastis telinga-loop(latex free)
Lapisan	3ply
Warna	putih
Kemasan	50pcs/box, 40boxes/ctn, 2000pcs/ctn. 1 * 20FT dapat beban: 500 kasus (1000,000 pcs), 1 * 40HQ dapat beban: 1150 kasus (2300,000 pcs).
Ukuran karton	52 * 38 * 30 cm
GW	GW: 7.5 kg/ctn, NW: 7 kg/ctn.
MOQ	5000PCS
Sertifikat	CE / ISO13485 / NELSON / FDA

Foto





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



