

pengantarbola kapas sekali pakai:

1. Bola kasa dan bola non-woven idealpilihan untuk penyerapan darah dan eksudat.
- 2dengan atau tanpa cincin elastis.
- 3Kami dapat menyediakan satu dengan sinar X atau tanpa sinar X.
- 4.Ini juga dapat digunakan untuk pembersihan luka dan untuk desinfeksi kulit.

Bola kapas:

Itu terbuat dari katun

Keuntungan

- Kapas 1,100%, putih murni, penyerap & lembut
- 2. CE dan ISO bersertifikat
- 3.pabrik langsung

Indikasi:

Untukrumah sakit klinik medis dan pasien.

Pengepakan:

100 pcs / bag, 2000 pcs / karton, atau sebagaipermintaan pelanggan

Spesifikasi cotton ball:

Properti:	Bahan Medis & Aksesoris
Mengetik:	Perlengkapan Bedah
Nomor model:	Permintaan
Bahan:	100% Kapas
Nama Produk:	Kasa Balls
Warna:	putih
Benang katun:	21, 32, 40-an
jala:	26x18,30x20,30x30, Dll.
Pengepakan:	100,250,500 / polybag, 3,5,10,20,30pcs / pouch
Sertifikat:	CE / ISO13485
Pemakaian:	Untuk pembersihan luka dan untuk desinfeksi kulit



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

