

Product details

Fitur pabrik Cina untuk jas lab dengan manset rajut:

1. Bahan: PP50g
2. Warna: hijau
3. gramatur: 50gsm
4. Gaya: dengan rajutan manset / kerah, dengan dua saku
5. Ukuran: S-2XL.
6. Ringan, tahan lama dan unggul bernapas; Memungkinkan kebebasan besar gerakan.

Spesifikasi dari pabrik Cina untuk jas lab dengan manset rajut:

Nama	Cina pabrik untuk jas lab dengan manset rajutan, pakai lab hijau mantel dengan kantong, nonwoven PP50g jas lab grosir untuk orang dewasa
Bahan	PP50g
Gaya	Dengan dua kantong, rajutan kerah, tombol di bagian depan, rajutan manset atau gaya lain
Ukuran	S M L XL 2XL, 3XL, dll
Warna	hijau, dll
Pengepakan	1-5pcs / tas, 10 tas per karton
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
MOQ	5.000 pcs
Mencicipi	Dapat disediakan gratis untuk kualitas Anda memeriksa dalam waktu 3 hari
cara Pembayaran	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, escrow,
waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4.Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.