

Product details

Pengenalan produsen Cina pakai cpe gaun bedah:

CPE isolasi pakai gaun terbuat dari bahan CPE hidrofobik dan dapat digunakan dalam rumah sakit, laboratorium, industri makanan, atau di mana saja membutuhkan perlindungan. Lateks bebas; abrasi-tahan; benar-benar tahan cairan dan alkohol penolak.

Spesifikasi produsen Cina pakai cpe gaun bedah:

bahan	CPE
Berat	CPE 30-65 gsm; (Nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)
Gaya	Leher: satu potong Pinggang: ikatan pada Manset: dengan ibu jari lingkaran Yang membuka kembali
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
pengepakan	non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua dalam kotak dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	Standar kemasan karton 58X28X48 cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, dan dimana saja membutuhkan perlindungan

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

