

## Product details

### produsen cina pakai gaun operasi:

Cina produsen gaun operasi disposable, sekali pakai non-steril gaun bedah, PP + PE bedah gaun pakai terbuat dari PP + PE material dan dirancang untuk perlindungan optimal selama prosedur bedah durasi moderat yang melibatkan jumlah moderat cairan tubuh dan risiko sedang infeksi.

### Spesifikasi Cina produsen gaun operasi disposable:

bahan	PP + PE, bahan pakai lainnya juga bisa ditawarkan
Berat	PP + PE 45 gsm
Gaya	dasi / velcro di leher, dasi pada pinggang, elastis / manset rajutan
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, ... atau bisa disesuaikan
Warna	hijau, dll
pengepakan	non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	58X28X48 cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. semacam ini gaun bedah juga bisa digunakan di bengkel bebas debu, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	5000 pcs
Mencicipi	dapat disediakan gratis untuk kualitas Anda memeriksa dalam waktu 3 hari

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?**

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

**Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?**

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

**Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?**

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

**Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?**

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.