

Product details

Fitur utama termasuk

- 1) lembar transfer pasien adalah edesain asy-slide, Ultrasonic panas penyegelan
- 2) Kinerja kain yang sangat kuat, Polypropylene 100gsm up, atau PP + PE 100gsm up.
- 3) Itu geser lembar Transfer dapat menahan berat badan 300 LBS up. fSebuahcilitates transfer aman dan mudah dari pasien.
- 4) Ringan, lSebuahtex gratis.kompak, dan mudah untuk menyimpan
- 5) Satu penggunaan melindungi staf dan pasien dari infeksi silang. cost efektif
- 8) Ukuran reguler sekali pakai non woven lembar transfer : 195cm * 85cm, atau sebagai kebutuhan Anda.

Lembar spesifikasi

Bahan	PP, PP + PE
Warna	Putih, biru, hijau....dll
Gaya	Ultrasonic panas penyegel, Dengan lubang di sisi panjang
Ukuran	195cm *85cm (dapat dibuat sesuai dengan permintaan klien)
Aplikasi	Rumah sakit, pusat darurat
MOQ	5.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow,Paypal
kemampuan pasokan	10,000pcs /hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Menurut kuantitas, Biasanya 30days setelah deposit
rincian Packing	Steril: 1 pcs /plastik kertas tas, 50 pcs / Ctn Non-mensterilkan: 1 pcs / tas, 50 pcs / ctn Atau sebagai kebutuhan Anda

Perhatian sekali pakai non woven lembar transfer:

- 1) Simpan di tempat yang kering dan dingin ;
- 2) Tolong hentikan menggunakan jika saya t's kotor ;
- 3) menggunakan di rumah sakit atau hotel dimana orang ingin menghemat waktu pembersihan.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

