

Product details

Spesifikasi seprai pink sekali pakai

- 1) bahan: non woven, PP, biodegradable dan ramah lingkungan
- 2) gram berat: 20-100gsm
- 3) warna: warna pink
- 4) style: elastis di kedua ujungnya, menjahit di empat sudut
- 5) ukuran: 200 cm * 120 cm, 200 cm * 90 cm, 180 cm * 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60 cm

(dapat dibuat sesuai permintaan klien)

Penerapan seprai berkualitas tinggi pink

- 1) banyak digunakan di rumah sakit, hotel, salon kecantikan, Kamar Spa;
- 2) ideal untuk digunakan di semua area mana pendek masa inap sering Ranjang perubahan diperlukan atau dimana pencucian adalah masalah.

Pengepakan lembut seprai sekali pakai

Packing steril	1 pcs / steril kertas kantong plastik, 50 pcs/Ctn
Packing reguler	5 pcs/tas, 50 pcs/Ctn

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

