

Product details

Pengenalan Cina produsen non-woven gaun isolasi

bedah gaun pakai terbuat dari bahan polypropylene hidrofobik dengan PE dilapisi, atau bahan SMS / Spunlace dengan PE dilapisi.

Kemasan Cina produsen non-woven gaun isolasi:

Steril: bag 1 pcs / kertas plastik, 50 pcs / Ctn

Non-mensterilkan: 5 pcs / tas, 50 pcs / ctn

Atau sebagai kebutuhan Anda.

Spesifikasi dari Cina produsen non-woven gaun isolasi

Nama: Cina produsen non-woven gaun isolasi, ukuran besar dokter nonwoven gaun bedah, satu kali penggunaan non-woven bedah gaun

Bahan: SMS

gramatur: 45 gsm

Penutupan: dengan belt penutupan, atau dengan penutupan Velcro

Aplikasi: untuk medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri

Ukuran: S / M / L / XL / XXL / XXXL,

Warna: Hijau, Biru, dll, opsional

Pengepakan: packing yang normal: 1pcs / polybag, 50pcs / karton

Penyimpanan: Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang

sertifikasi: CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, gratis sampel.
- 2, rangka Kecil diterima;
- 3, hal L / C, T / T, D / P tersedia;
4. FOB, CNF, CIF, hal EXW tersedia;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. inspeksi bagian produk 3 diterima.
- 7, layanan OEM. Opsi lainnya pada bahan, pola, ukuran dan kemasan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, clearance, transportasi laut, semua dalam satu.
- 10, baik layanan purna jual. Kami mengambil keluhan hati-hati karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!