

## **pengenalan Cina produsen dokter bedah topi:**

sertifikasi: CE / ISO13485 / FDA

Tempat asal: Cina

Bahan : PP nonwoven

Warna: hijau, biru, pink, kuning, pink, oranye, ungu, merah, putih,(Semua warna dapat tersedia)

Gaya: Double topi klip elastis

Berat: 10g, atau 11g-30g

Ukuran: 21 "

Packing rincian: 100 pcs / tas, 20 pcs / ctn.

## **Fitur dari Cina produsen dokter bedah topi:**

1. Ecofriendly, bernapas, kesehatan, nonirritant, ekonomis, Soft, bernapas, meja ringan dan comfor.
2. desain yang berbeda dari produk tersedia berdasarkan permintaan Anda.
3. Sampel dan kustomisasi yang tersedia.
4. Lateks bebas, kelas satu rating mudah terbakar.

## **spesifikasi Cina produsen dokter bedah topi:**

Bahan	PP non woven
Berat	10-30g
Gaya	Elastis (lateks gratis), tunggal dan ganda gaya elastis
Ukuran	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "

Warna	biru, merah muda, kuning, pink, oranye, ungu, merah,putih, hijau,(Semua warna dapat tersedia)
pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

**gambar Cina produsen dokter bedah topi:**



