

pengenalan Cina produsen dokter bedah topi:

sertifikasi: CE / ISO13485 / FDA

Tempat asal: Cina

Bahan : PP nonwoven

Warna: hijau, biru, pink, kuning, pink, oranye, ungu, merah, putih,(Semua warna dapat tersedia)

Gaya: Double topi klip elastis

Berat: 10g, atau 11g-30g

Ukuran: 21 "

Packing rincian: 100 pcs / tas, 20 pcs / ctn.

Fitur dari Cina produsen dokter bedah topi:

1. Ecofriendly, bernapas, kesehatan, nonirritant, ekonomis, Soft, bernapas, meja ringan dan comfor.
2. desain yang berbeda dari produk tersedia berdasarkan permintaan Anda.
3. Sampel dan kustomisasi yang tersedia.
4. Lateks bebas, kelas satu rating mudah terbakar.

spesifikasi Cina produsen dokter bedah topi:

Bahan	PP non woven
-------	--------------

Berat	10-30g
-------	--------

Gaya	Elastis (lateks gratis), tunggal dan ganda gaya elastis
------	---

Ukuran	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
--------	---------------------------

Warna	biru, merah muda, kuning, pink, oranye, ungu, merah, putih, hijau,(Semua warna dapat tersedia)
pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

gambar Cina produsen dokter bedah topi:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

