

Cina produsen air bukti apron:

Warna biru celemek PE terbuat dari PE termasuk material. Banyak warna bisa ditawarkan.

Keuntungan dari Cina air produsen bukti apron:

1. Single-gunakan.
2. Dengan pembukaan leher menekan dan dua band menekan.
3. Waterproof; anti-minyak.
4. Sanitasi dan kualitas sesuai dengan standar ISO13485
5. Permukaan: halus atau permukaan timbul.

Indikasi Cina air produsen bukti apron:

1. banyak digunakan di restoran, juga digunakan dalam medis, rumah sakit, pemeriksaan kedokteran, hotel, rumah tangga, lukisan dan industri coating, percetakan dan pencelupan industri, salon kecantikan, pengolahan makanan dll
2. Mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.

Spesifikasi dari Cina air produsen bukti apron:

Bahan	pe
Tipe produk	workwear
Deskripsi	CPE, PE Bahan plastik tebal celemek sekali pakai
Ukuran	70 * 120cm, 80 * 140cm
Warna	putih, biru, hijau, merah, kuning, merah muda, semua warna yang available
Pengepakan	100pcs / tas, 10 tas / ctn atau 100pcs / box, 10boxes / ctn. bisa sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	banyak digunakan di rumah sakit, pabrik makanan dan lokakarya bebas debu

Gambar dari Cina air produsen bukti apron:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

