

## Product details

### Cina produsen rumah sakit tahan air CPE gaun:

produsen cina tahan air rumah sakit CPE gaun terbuat dari CPE hidrofobik bahan, Lateks bebas; abrasi-tahan; cairan benar-benar tahan dan alkohol penolak. dan dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, atau di mana saja membutuhkan perlindungan.

### Spesifikasi produsen China rumah sakit tahan air CPE gaun:

bahan	CPE
Berat	CPE 30-65 gsm; (Nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)
Gaya	Leher: dengan Hool a Pinggang: ikatan pada Manset: dengan ibu jari lingkaran Yang membuka kembali
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Warna	biru
pengepakan	non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua dalam kotak dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	Standar kemasan karton 58X28X48 cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, dan dimana saja membutuhkan perlindungan

### Keuntungan produk:

1. Produk ini Lateks bebas; abrasi-tahan; benar-benar tahan cairan dan penolak alkohol.
2. pakai gaun isolasi dirancang dengan perhatian utama untuk kenyamanan dan kinerja.
3. Dasi di leher dan pinggang, memastikan bahwa gaun tetap aman di tempat untuk melindungi pakaian.
5. Hal ini dapat mengurangi risiko kontaminasi dan penularan infeksi.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?**

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

**Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?**

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

**Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?**

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

**Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang**

**saya bisa mendapatkannya?**

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.