

Product details

Pengenalan scrub green topi bedah

scrub green topi bedah terbuat dari material PP nonwoven, tangan yang dibuat, dengan ikatan pada ikatan belakang kepala, kuat dan menyesuaikan membuat topi sangat nyaman dipakai it. Mainly digunakan untuk

Dokter rumah sakit beroperasi kamar.

Spesifikasi dari scrub green topi bedah

Bahan	SBPP / SPP / nonwoven, SMS
Berat	PP10-30g, atau SMS35-65g
Gaya	Elastis (lateks gratis), tunggal dan ganda gaya elastis
Ukuran	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 " (sebagai Anda membutuhkan)
Warna	hijau, atau sesuai permintaanmu
Pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien.lokakarya bebas debu, Laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

Indikasi scrub green topi bedah

Steril scrub green topi bedah digunakan untuk rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien;

Tidak steril scrub green topi bedah dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, rumah sakit, laboratorium,

industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya.

Product display





orient Honest
MEDICAL SUPPLY



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.