

Pengenalan Cina tanaman untuk 19 " tunggal cap klip elastis:

Cina tanaman untuk cap klip elastis tunggal 19 " yang dibuat oleh SBPP bahan nonwoven dan lipit elastis pita , bersertifikat CE dan ISO13485. Juga disebut pakai cap.Use strip untuk dokter gigi dan dokter untuk melindungi rambut bersih untuk kerja sehari-hari mereka.

Spesifikasi dari Cina tanaman untuk 19 " tunggal cap klip elastis:

Produk:

Cina tanaman untuk 19 " tunggal cap klip elastis, nonwoven topi clip gigi, dokter gigi klip mob topi bob

Bahan:

pp nonwoven dengan elastis

gramatur:

10g ~16g

Gaya:

Tunggal elastis atau ganda elastis

Ukuran:

19 ", atau 18 ", 20 ", 21 ", Dll

Warna:

Putih, Hijau, kuning, Biru, dll.

MOQ

100.000pcs

Pengemasan:

100pcs / tas; 2000pcs / ctn

Aplikasi:

untuk rumah tangga, medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri, Lukisan, membersihkan kamar, dll

Penyimpanan:

Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang

Syarat pembayaran: T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, dll.

Layanan lain:

OEM dan Disesuaikan Logo / merek

sertifikasi:

CE, ISO13485

Aplikasi:

Cina tanaman untuk 19 " tunggal cap klip elastis, nonwoven topi clip gigi, dokter gigi klip mob topi bob dapat digunakan untuk rumah tangga, rumah sakit, laboratorium, makanans, elektronik industri. Mencegah dan mengisolasi debu, partikels, dll, can menjadi perlindungan kunjungan. Ekonomis dan sekali pakai. sesuai

dengan higienis
standar.

Pengepakan:

100 pcs / tas, 20 tas / ctn, ukuran karton: 58x25x27cm.

1 * 20 kontainer bisa memuat 715ctns total 1430.000 pcs.

1 * 40 kontainer bisa memuat 1737ctns total 3474.000 pcs.

Kebijakan sampel:

1. Sampel sesuai dengan gambar desain Anda. waktu sampling: 3-5days.
2. Desain sampel Anda sendiri, kemudian membuat kembali.
3. Sampel yang Ada waktu Sampling: 1 hari.
4. Membuat produksi massal setelah Anda mengkonfirmasi sampel.

Gambar China tanaman untuk 19 " tunggal cap klip elastis:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





