

Indikasi gaun gigi sekali pakai

1) Rumah Sakit, klinik, bangsal korban, tenaga medis dan pasien;

Pabrik 2) elektronik Pertambangan, pabrik makanan, hewan ternak, industri bio-hazard peternakan untuk mengisolasi debu ... dll

Kami telah mengikuti jenis berpakaian gaun pakai

- 1) PP isolasi gaun
- 2) PP + PE gaun bedah
- 3) SMS gaun bedah
- 4) gaun CPE

Spesifikasi gaun gigi sekali pakai

Bahan	PP + PE
Warna	Putih, hijau, biru, kuning, dll.
Manset	manset rajutan atau manset elastis,
Leher	Ikatan atau velcro
Pinggang	mengikat pada
Sleeves	Panjang lengan / lengan pendek / non lengan
Sterilisasi	EO Sterilisasi atau non-mensterilkan
lapisan diperkuat	sebagai kebutuhan Anda
Ukuran	S-6XL, atau sebagai permintaan Anda
Jumlah Pesanan Minimum	5.000 pcs
Harga:	Negotiable
Syarat pembayaran:	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan:	1 * 40 HQ dapat selesai dalam 15 hari
Waktu pengiriman:	Menurut kuantitas, biasanya, 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan

Packing dari berpakaian gaun pakai

packing steril	1 pcs / steril kantong plastik kertas, 50 pcs / Ctn
packing biasa	5 pcs / tas, 50 pcs / Ctn
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya	

Tabel ukuran dari gaun ujian pakai

Ukuran	S	M	L	XL
Tinggi (CM)	110	115	120	125
lingkar dada (CM)	30	137	140	150

Itu gambar dari sekali pakai berpakaian gaun





FAQ:

(1) Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan?

Kami adalah produsen terletak di kota Xiatao, Hubei. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.

(2) Bolehkah saya mendapatkan sampel untuk uji kualitas? trail urutan kecil diterima?

Ya, kami ingin mengirimkan sampel untuk evaluasi. Agar jejak kecil juga menyambut.

(3) Dapatkah Anda menawarkan layanan yang disesuaikan?

Ukuran Ya, disesuaikan dan merek OEM tersedia.

(4) Apa produk utama Anda?

Produk utama kami meliputi masker wajah sekali pakai, topi bouffant pakai, coverall sekali pakai, Jas lab, bedah gaun, topi pakai, apron, sepatu penutup, dll.

(5) Apa waktu pengiriman Anda?

biasanya dalam 15 hari untuk kontainer 20feet.