

### Indikasi gaun gigi sekali pakai

1) Rumah Sakit, klinik, bangsal korban, tenaga medis dan pasien;

Pabrik 2) elektronik Pertambangan, pabrik makanan, hewan ternak, industri bio-hazard peternakan untuk mengisolasi debu ... dll

### Kami telah mengikuti jenis berpakaian gaun pakai

- 1) PP isolasi gaun
- 2) PP + PE gaun bedah
- 3) SMS gaun bedah
- 4) gaun CPE

### Spesifikasi gaun gigi sekali pakai

Bahan	PP + PE
Warna	Putih, hijau, biru, kuning, dll.
Manset	manset rajutan atau manset elastis,
Leher	Ikatan atau velcro
Pinggang	mengikat pada
Sleeves	Panjang lengan / lengan pendek / non lengan
Sterilisasi	EO Sterilisasi atau non-mensterilkan
lapisan diperkuat	sebagai kebutuhan Anda
Ukuran	S-6XL, atau sebagai permintaan Anda
Jumlah Pesanan Minimum	5.000 pcs
Harga:	Negotiable
Syarat pembayaran:	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan:	1 * 40 HQ dapat selesai dalam 15 hari
Waktu pengiriman:	Menurut kuantitas, biasanya, 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan

### Packing dari berpakaian gaun pakai

packing steril	1 pcs / steril kantong plastik kertas, 50 pcs / Ctn
packing biasa	5 pcs / tas, 50 pcs / Ctn
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya	

### Tabel ukuran dari gaun ujian pakai

Ukuran	S	M	L	XL
Tinggi (CM)	110	115	120	125
lingkar dada (CM)	30	137	140	150

**Itu gambar dari sekali pakai berpakaian gaun**





**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL



#### **FAQ:**

**(1) Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan?**

Kami adalah produsen terletak di kota Xiatao, Hubei. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.

**(2) Bolehkah saya mendapatkan sampel untuk uji kualitas? trail urutan kecil diterima?**

Ya, kami ingin mengirimkan sampel untuk evaluasi. Agar jejak kecil juga menyambut.

**(3) Dapatkah Anda menawarkan layanan yang disesuaikan?**

Ukuran Ya, disesuaikan dan merek OEM tersedia.

**(4) Apa produk utama Anda?**

Produk utama kami meliputi masker wajah sekali pakai, topi bouffant pakai, coverall sekali pakai, Jas lab, bedah gaun, topi pakai, apron, sepatu penutup, dll.

**(5) Apa waktu pengiriman Anda?**

biasanya dalam 15 hari untuk kontainer 20feet.