

Deskripsi non pakai tenun jas lab:

pembuatan 1. Directly, sekali pakai Jas laboratoriums. setiap warna.

2. ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, mikroporous,

3. Capacity: 10,000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;

4. Baik penghalang untuk cairan dan bernapas, OEM desain kemasan, layanan dalam 24 jam.

5. Sekali pakai Jas laboratorium terbuat dari kinerja tinggi isolasi bahan pelindung.

Fitur non pakai tenun jas lab:

1. Hand jahit, ritsleting depan, dipotong penuh, depan terbuka, dengan kerudung.

2. Non-menjengkelkan, properti antibakteri, kekuatan tarik yang baik, Lint bebas, breathability Superior dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.

Packing non pakai tenun jas lab:

packing yang normal: 5 pc / tas, 10 bags / karton, atau 1 pc / tas, 50 pcs / karton.

Logo Anda dapat dicetak pada kotak dalam dan karton luar.

Ukuran Bagan non jas lab anyaman :

LAB COAT SIZE CHART (Ukuran Disesuaikan dipersilahkan)								
SENTIMETER	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
TINGGI	100	103	107	110	112	113	120	120
DADA PANJANG	132	135	137	140	142	147	150	158

Spesifikasi non woven sekali pakai jas lab:

Produk:	Pakai jas lab
Bahan:	PP non-woven
gramatur:	18-50gsm
Gaya:	lengan panjang atau pendek; manset elastis atau merajut; kerah / stand / putaran / rajutan kerah opsional dengan / tanpa saku; dengan tombol jepret atau Velcro penutupan
Aplikasi:	untuk medis, farmasi, laboratorium, sektor ibadah
Warna:	Biru , Putih, Dark Blue, dll, opsional
MOQ	5000 pcs
Pengemasan:	5 atau 10 pcs / tas; 50 atau 100 pcs / ctn;
Penyimpanan:	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
Syarat pembayaran:	T / T, PayPal, western union, L / C, D / A, D / P, escrow,
Layanan lain:	OEM dan Disesuaikan Logo / merek
sertifikasi:	CE, ISO13485
waktu pengiriman	Capacity: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;

Gambar pakai lab nonwoven mantel:





FAQ:

(1) Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan?

Kami adalah produsen terletak di kota Xiatao, Hubei. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.

(2) Bolehkah saya mendapatkan sampel untuk uji kualitas? trail urutan kecil diterima?

Ya, kami ingin mengirimkan sampel untuk evaluasi. Agar jejak kecil juga menyambut.

(3) Dapatkah Anda menawarkan layanan yang disesuaikan?

Ukuran Ya, disesuaikan dan merek OEM tersedia.

(4) Apa produk utama Anda?

Produk utama kami meliputi masker wajah sekali pakai, topi bouffant pakai, coverall sekali pakai, Jas lab, bedah gaun, apron pakai, sepatu penutup, dll.

(5) Apa waktu pengiriman Anda?

biasanya dalam 15 hari untuk kontainer 20feet.