

Product details

Pengenalan Cina pemasok kuning overall lukisan murah

- 1, Warna: kuning
- 1, manset elastis, dan manset rajut yang tersedia;
- 2, Coverall dengan kerudung tanpa sepatu;
- 3, Adhesive rekaman yang tersedia;
- 4, penutup tunggal atau ganda atas ritsleting dan pita perekat yang tersedia;
- 5, dijahit dengan pita jahitan (pilihan yang lebih di atas meja *OEM OPTION*);
- 6, Waterproof, ringan, harga murah.

Spesifikasi Cina pemasok kuning overall lukisan murah

Nama Produk	Cina pemasok kuning murah lukisan overall, pakai pe dilapisi PP baju, plastik kuning baju tahan air
Bahan	PP + PE
Berat bersih	5.5kg / karton
Gaya	Zipper, hood, sepatu bot
Pengemasan	1piece per kantong 50 lembar per karton
Karton	48 * 30 * 50cm, dll
Aplikasi	Digunakan di klinik, rumah sakit, apotek, restoran, pengolahan makanan, salon kecantikan, industri elektronik, dll
MOQ	5000pcs
Mencicipi	sampel gratis akan disiapkan atas permintaan
Kemampuan suplai	5000 karton per bulan
pelabuhan pemuatan	Wuhan, Shanghai, Guangzhou, Ningbo, Tianjin, Shenzhen,
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / P, D / A, WesternUnion, Paypal, Escrow, dll
waktu pengiriman	15days atau tergantung pada jumlah pesanan
Sertifikat	CE, FDA, ISO13485

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.