

pengenalan PP putih rajutan manset gaun pakai

Kita menawarkan berbagai macam Gown sekali pakai dari sejumlah produsen. Lindungi diri Anda dari kuman, bakteri, dan penyakit berbahaya seperti Flu babi dengan pilihan kami Gown sekali pakai.

Rincian informasi dari PP putih rajutan manset gaun pakai

Bedah Gaun yang terbuat dari kualitas tinggi non woven material, dengan fitur lembut, ekonomi, lateks bebas, bernapas dan dapat mencegah darah, bakteri, debu, dll banyak digunakan di rumah sakit, klinik, gigi, kimia, industri.

bahan:	PP, atau SMS
berat:	18-70gsm
ukuran:	S: 115X137cm, M: 120X140cm, L: 125X145cm, XL: 130x150cm
gaya:	lengan panjang, leher, rajutan manset
warna:	putih, atau biru, hijau, merah, kuning
packing yang normal:	5pcs / bag, 50pcs / ctn
ukuran karton:	58x28x48cm
MOQ:	1000pcs
kapasitas produksi	100.000 pcs / hari
waktu pengiriman	10-20days
Merek	OEM
Aplikasi	bedah rawat jalan, rumah sakit, medis, gigi, klinik
Sertifikat	ISO13485, CE, FDA, NELSON
sampel	tersedia

fitur produk:

1. breathable, bisa memakai waktu yang lama nyaman
2. lembut, nyaman, ringan, lateks bebas, tidak ada stimulus untuk kulit
3. Berbagai dan ukuran yang tersedia untuk permintaan yang berbeda
4. flexible, dapat memperluas dan lipat dengan mudah, ekonomis
5. Easy untuk memakai dan lepas landas.
6. dapat melindungi tubuh terhadap air, darah dan cairan berbahaya lainnya

Foto dari PP putih rajutan manset gaun pakai



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

