

## Product details

### Deskripsi dari China lokakarya makanan jas lab industri

1. Bahan: pp40g
2. Warna: Putih,
3. Gaya: rajutan manset, merajut kerah, dengan kantong
4. Ukuran: S-XXXL ukuran yang tersedia
5. Packing: 5PCS / polybag, 50PCS / karton dan seperti yang Anda butuhkan
- 6.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (toleransi ukuran sebagai berbeda dan bahan)
7. Mini kuantitas pesanan: 5000pcs
8. Sertifikat: CE, FDA, ISO13485

### spesifikasi China lokakarya makanan jas lab industri

Bahan	pp non woven
gramatur	40g, Bisa sebagai permintaan Anda
Gaya	Dengan kerah rajut, dengan manset rajutan, dengan kantong
Ukuran	S-6XL
Warna	putih, dll
Pengepakan	5pcs / box, 50 tas / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	dustfree lokakarya, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

