

Product details

Itu Fitur masker wajah personalisasi

- 1) Lembut, nyaman, folds untuk membawa mudah
- 2) tahan cairan
- 3) 99% efisiensi penyaringan bakteri
- 4) Standar Ear Loop

masker bedah merah muda kami dapat mencapai mengikuti standar kualitas

- 1) Sesuai dengan EN14683: 2005
- 2) efisiensi penyaringan bakteri (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TIPE IIR standar, resistance untuk penetrasi oleh sintetis darah 120mmHg.

Kemasan masker safety

Deskripsi	Jumlah / box	Jumlah / Ctn	Kotak ukuran: 18 * 10 * 7cm Ukuran karton: 52 * 38 * 30cm
25 + 25 + 25g, 3ply	50 Pcs	2000 Pcs	

Product display



The regular shipment way



Our business process

