

## **pemasok terbaik Cina untuk medis bedah pengait telinga masker, nonwoven masker, pernapasan penyaring mask**

### **Spesifikasi medis bedah pengait masker**

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	Putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
desain kemasan	Semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	Rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

### **Kemasan dari nonwoven masker wajah**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x38x30cm;

1 \* 20 GP kontainer dapat menahan 1.000.000 Pcs masker;

kontainer 1 \* 40 HC dapat menahan 2.450.000 Pcs topeng.

Kami juga dapat melakukan kemasan bernapas penyaring masker sebagai kebutuhan Anda.

### **Dibuang**

- 1) Setelah selesai digunakan dapat didaur ulang atau dibakar.
- 2) Kemasan harus disimpan dalam wadah yang sesuai untuk daur ulang

### **Gambar filter mask pernapasan**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

