

## Product details

### Kinerja lembar sekali pakai

- 1) Sprei memiliki sudut elastis yang mencegah slip, yang tidak bergerak saat bergerak pasien.
- 2) Karena variasi ketebalan kasur itu sangat merekomendasikan untuk meminta sampel sebelumnya untuk menempatkan pesanan untuk menjamin kepuasan.

### Spesifikasi pakai sprei higienis

Kain	Polypropylene, SMS, PP + PE, atau mikroporous
Gaya	Pas elastic design. Ideal untuk semua ukuran dan gaya hunian tempat tidur bayi
Fungsi	bukti kelembaban
Ukuran	83 "L x 35" W, Atau sebagai kebutuhan Anda
Pengemasan	individual dikemas

### Mengapa memilih kami?

- 1) produsen dengan 12 tahun sejarah dalam memproduksi tempat tidur rumah sakit lembar dan segala macam produk pelindung sekali pakai;
- 2) daya produksi yang kuat: 1 \* 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari;
- 3) Ptim penjualan romising: Layanan dalam 24 jam
- 4) asuransi berkualitas tinggi: ISO9001, ISO13485, CE sertifikat, FDA Terdaftar.

## Product display



## The regular shipment way



## The happy time with customers

