

lokakarya Cina untuk masker medis sekali pakai, pembuangan rumah sakit masker, operasi 3ply masker

Indikasi masker medis sekali pakai

- 1) steril masker adalah untuk rumah sakit, klinik, tenaga medis dan pasien;
- 2) Non-steril masker dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, pabrik makanan dan sebagainya.

Kami memproduksi berikut jenis masker pembuangan rumah sakit

- 1) 3ply atau 2 ply masker wajah non woven
- 2) 2 ply atau 1ply kertas masker wajah
- 3) 4 lapis masker karbon aktif

Kinerja operasi 3ply masker

- 1) Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah.
- 2) Sesuai dengan EN14683 dan FDA
- 3) efisiensi penyaringan bakteri (BFE%) & gt; 99%.

Kemasan operasi 3ply masker

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya

Spesifikasi dari masker medis sekali pakai

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda

Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
desain kemasan	semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Gambar topeng pembuangan rumah sakit





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

