

Product details

Fitur masker bedah

- 1) efisiensi penyaringan bakteri lebih besar dari 99%
- 2) Getah free.ringan, mudah untuk bernapas melalui
- 3) menolak cairan, to mengurangi potensi kontak dengan pemakainya untuk darah dan cairan tubuh
- 4) Masker dapat dipakai oleh pengasuh dan pasien, easy untuk memakai, tidak ada string untuk mengikat
- 5) Untuk meminimalkan kontak dengan bakteri dihembuskan oleh pemakainya

Penerapan lucu masker

- 1) Untuk rumah sakit klinik medis dan pasien, debu bengkel gratis, pabrik makanan.
- 2) Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan percikan darah content.

Kemasan topeng flu

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya


Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apa jumlah karyawan di perusahaan Anda?

A: Pabrik kami adalah sekitar 380-400 pekerja terampil, 10 QC profesional untuk memeriksa kualitas pada setiap proses dan 10 penjualan int'l profesional dengan 3-8 tahun pengalaman di departemen perdagangan int'l.

Q: 4. Apa persentase distribusi produk untuk lokal, dan ekspor?

A: Saat ini, 90% untuk ekspor, 10% untuk lokal.