

properti Handuk wajah kapas

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:


1. Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.
4. bisa basah dan kering, sangat bagus untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang besar, ramah kulit dan nyaman.
6. Tisu katun bukannya handuk wajah dan akan lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda Setelah mencuci.

Spesifikasi Handuk wajah kapas

Nama	Handuk wajah kapas
Material	100% Katun; Spunlace Nonwoven
Gaya	polos, mesh, pola mutiara dan kustomisasi tersedia
Ukuran	15 * 20cm, 20 * 20cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan
Warna	Putih
Packing	1Roll / portable bag;
Kotak karton	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran karton	52x38x30cm / 52x19x30cm
Aplikasi	Perawatan pribadi, penghapusan makeup, pembersihan rumah, penggunaan perjalanan, berkemah, kegiatan luar biasa dan acara bisnis.
MOQ	1000 bags
Sampel	dapat disediakan gratis untuk memeriksa kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja
cara pembayaran	T / T, Paypal, Westunion, L / C, D / A, D / P, Escrow
Waktu pengiriman	Saat Anda kuantitas
port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Gambar Handuk wajah kapas







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Plant fibres




Safe enough



Elastic



Skin friendly




Fibrous porous
structure



The power
of touch

7.8inch





 Remove the bacteria



 Clean computer screen and accessories



 Clean cellphone screen



 Clean Automobile Interiors



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

Double-side design:

Side A:

Stronger & More Durable



Side B:

Silky feeling for better
care of your skin

