

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan superior:

1. Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.
4. Bisa basah dan kering, sangat bagus untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang luar biasa, ramah kulit dan nyaman.
6. Jaringan katun bukannya handuk wajah dan akan jauh lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda setelah dicuci.

### **Spesifikasi dari Gulungan handuk kapas sekali pakai**

Nama	Gulungan handuk kapas sekali pakai
Bahan	100% Katun; Spunlace Nonwoven
Gaya	Pola polos, mesh, mutiara dan kustomisasi tersedia
Ukuran	15 * 20cm, 20 * 20cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan
Warna	putih
Pengepakan	1 Roll / tas portabel; 100 pcs / pack, dapat disesuaikan
Kardus	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran karton	52x38x30cm / 52x19x30cm.
Aplikasi	Perawatan pribadi, penghapusan rias, pembersihan rumah, penggunaan perjalanan, berkemah, kegiatan luar ruangan yang serupa dan acara-acara bisnis.
MOQ.	1000 bags.
Sampel	Dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja
Cara pembayaran	T / T, Paypal, Westunion, L / C, D / A, D / P, Escrow
Waktu pengiriman	sewaktu Anda
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou





 orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

Thickened and compact mesh texture, feel soft, no dropping hair and no losses particle.





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



Makeup removal



Baby care

Dry wet dual purpose



Wetting your skin





*Cotton dry and wet soft tissue,  
skin - friendly and not irritating*





<https://www.china-disposable.com/products/100-natural-cotton-disposable-face-towel.html#.ypvaqegzauk>.