

Product details

Spesifikasi dari dasi pada masker wajah bedah, dokter dan perawat mulut selimut

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
fabric wdelapan	Bisa menjadi sesuai permintaanmu
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon /Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 Pcs / box 2000 Pcs / Ctn, Atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan karton luar pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

Penyimpanan bernapas masker wajah dengan klip hidung

- 1) produk akan mempertahankan sifat-sifatnya ketika disimpan di tempat yang kering pada suhu antara 10 ° dan 30 ° C.
- 2) Tidak terkena sinar matahari langsung.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



The regular shipment way



Our business process

