

## Product details

### Spesifikasi dari dasi pada masker wajah bedah, dokter dan perawat mulut selimut

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
fabric wdelapan	Bisa menjadi sesuai permintaanmu
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon /Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 Pcs / box 2000 Pcs / Ctn, Atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan karton luar pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

### Penyimpanan bernapas masker wajah dengan klip hidung

- 1) produk akan mempertahankan sifat-sifatnya ketika disimpan di tempat yang kering pada suhu antara 10 ° dan 30 ° C.
- 2) Tidak terkena sinar matahari langsung.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## The regular shipment way



## Our business process

