

Topi Sekali Pakai Nonwoven, Topi Perawat Disposabel, Topi Bedah Bouffant Dengan Elastis Tunggal

Itu terbuat dari PP non woven, jahit dan gaya otomatis \

Keuntungan:

- 1, Baik pelindung, ringan, bebas lateks.
- 2, gaya menjahit, nyaman memakai.
- 3, Putih, Biru, Hijau, Kuning, Merah Muda, Oranye, warna Merah dapat tersedia.

Indikasi

Untuk pasien medis dan rumah sakit klinis, toko kerja bebas debu, pabrik makanan.

Klip tutup pengepakan

100 pcs / bag, 2000 pcs / karton. Ukuran karton: 58 * 25 * 27cm 1 * 20ft dapat memuat 715CTNS, total 1430000 pcs. 1 * 40HQ dapat memuat 1737CTNS, total 3474000 pcs.

Nama	Caps bedah elastis non woven sekali pakai
Bahan	PP 10-30g
Gaya	Topi bob, topi klip, topi mafia, topi dokter
Warna	putih, hijau, biru, kuning, pink, merah, oranye, dll.
Pengepakan	100 pcs / tas, 2000 pcs / ctn
desain kemasan	semua tas batin dan pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
MOQ	100.000 pcs
Sampel	dapat diberikan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam 3 hari.
Cara pembayaran	T / T, Paypal, Western union, L / C, D / A, D / P
Waktu pengiriman	Kapasitas: 200.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 10-15days.
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Gambar topi bob sekali pakai















[http:// https://membercenter.made-in-china.com/](http://https://membercenter.made-in-china.com/)