

Semua gaun terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan nyaman dengan sangat nyaman:

Bahan yang sangat baik, tahan air dan mudah digunakan,

Dengan loop jempol, nyaman, dan mudah dikerjakan, dengan ikatan di belakang pinggang, dapat disesuaikan sesuai dengan berbagai sirkum, lebih cocok dengan tubuh Anda.

Berbagai ukuran dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan yang berbeda

Bahan kain	CPE
Gaya	Lengan panjang dengan ibu jari, dengan ikatan di belakang pinggang
Ukuran dimensi	S-5XL
Berat kain	30-70g, bisa menjadi permintaan Anda
Warna	Putih, Baby Blue
Sertifikat	ISO 13485, CE, FDA
Moq	100000 PC
Sedang mengemas	1 pcs/tas, 10 pcs/tas tengah, 200 pcs/karton
Kapabilitas	60000 pcs/hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	Laboratorium, Klinik, Industri Makanan, Lokakarya Bebas Debu
Desain Pengemasan	dapat disesuaikan sebagai desain Anda



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

