

#### Rincian Produk:

1. Bahan: Non woven polypropylene 100%
2. Ukuran: 80 \* 190 + 20cm, 90 \* 200 + 20cm, 160 \* 190 + 20cm, 160 \* 200 + 20cm, 180 \* 200 + 20cm atau ukuran khusus
3. Elastis: 5mm sepanjang sisi lebar + 30cm pada panjang
4. Warna: Biru; Putih ; ukuran lain yang tersedia
5. Packing: 10 pcs / tas, 100 pcs / karton

#### Indikasi □

- 1, Banyak digunakan untuk SPA, Hotel, Pijat, Salon, sekali pakai
- 2, Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan kandungan percikan darah, dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.

#### Spesifikasi:

Bahan	Polipropilen bukan tenunan 100%
Warna	Putih biru
Gaya	elastis dengan lebar
Ukuran	80 * 190 + 20cm, 90 * 200 + 20cm, 160 * 190 + 20cm, 160 * 200 + 20cm, 180 * 200 + 20cm atau ukuran khusus
pengepakan	10 pcs / kotak, 100 pcs / ctn
Bobot	25-65gsm atau disesuaikan
Paket	Dilapisi tas PE, kemudian paket karton kertas atau disesuaikan
Fitur	Tahan lama, lembut, sekali pakai
Pemakaian	SPA, Hotel, Pijat, Salon, Obat, Rumah Sakit, Rumah

#### Pelayanan kami:

1. Menyediakan produk dengan kualitas terbaik

Tim QC profesional secara ketat mengontrol setiap langkah produksi hingga pemuatan.

2. Waktu pengiriman tercepat

Jika mendesak, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam 5-7 hari!

Biasanya, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari!

Musim sibuk, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam 25-30 hari!

### 3. Harga paling masuk akal

Berinvestasi secara terus-menerus dalam meningkatkan pekerja terampil, produk, dan proses kami untuk meminimalkan biaya setiap langkah!

### 4. Layanan yang manis dan cepat

Pekerja kami akan selalu dengan sabar memberikan tanggapan atas pertanyaan Anda dalam 5-10 menit.

### 5. Kami juga dapat membantu mencari produk yang terhubung.

Selain semua jenis produk medis sekali pakai, kami juga dapat membantu Anda mencari produk terkait sesuai permintaan Anda!