

Spesifikasi Utama / Fitur Khusus:

1. Ukuran produk:

S m l xl xxl

2. Bahan:

PP 30-70gsm

SMS 30-70gsm

SF 50-70cm.

PP + PE 30-60GSM

3. Perawatan Bahan:

Perawatan materialresult.

Anti-air: Ya

Anti-debu: Ya

Anti-Static: Ya / Tidak

Anti-Darah: Ya / Tidak

Anti-alkohol: Ya / Tidak

4. Warna: putih, biru, biru tua, oranye dan sebagainya

5. Usure:

A. Kimonobe digunakan di spa dan sauna untuk kenyamanan tubuh di atas air dan debu.

B. Kimono dapat digunakan di pijatan untuk menenangkan tubuh Anda.

C. Kimono dapat digunakan di ruang pembersih, misalnya GMP.

D. Kimono dapat digunakan di rumah sakit.

6. Packing:

10 pc / tas, 100 pcs / ctn

7. Layanan OEM:

A. Can Mencetak band untuk pelanggan kami di tas PE

B. Can Cetak band untuk pelanggan kami di kotak karton

8. Sampel:

Sampel dapat dikirim dengan dalam 3 hari setelah Anda dikonfirmasi.

9. Tanggal Pengiriman:

Itu dapat dikirim dalam 15 hari setelah menerima deposit.

nama Produk:	Kimono sekali pakai
Ukuran:	S: 110 * 130 cm; m: 115 * 137 cm, L: 120 * 140cm, XL: 125 * 145 cm; XXL: 130 * 150cm atau disesuaikan
Warna:	Putih, biru, pink, kuning atau disesuaikan
Bahan:	SBPP, SMS, Spunlace
Sampel:	Sampel gratis tersedia

Aplikasi:	Terutama digunakan di spa, rumah sakit salon kecantikan dll
MOQ:	5000 pcs.
Paket:	10 pc / tas, 100 pcs / ctn
Pembayaran:	T / T, L / C
Waktu pengiriman:	Pengiriman dalam 20 hari