

Semua jas lab terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

- Bahan non-serabut halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus yang lama
- Berbagai Gaya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang berbeda


<u>Bahan Kain</u>	SMS
Gaya	Dengan dasi di kerah dan pinggang, manset rajutan
Ukuran dimensi	S-3XL
Berat kain	35-65g, bisa menjadi permintaan Anda
Warna	Warna biru
Sertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10.000 pcs
Desain kemasan	bisa menjadi desain Anda
Pengepakan	1 pc / kantong kertas plastik, 50 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Kemampuan	60.000 pcs per hari
Waktu pengiriman	10-30 hari
<u>Aplikasi</u>	laboratorium, klinik, industri makanan, bengkel bebas debu, rumah sakit

Gambar Jas lab sekali pakai dengan manset rajutan produsen medis





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

