

[Semua gaun medis terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:](#)

- Bahan non-serabut halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus yang lama
- Berbagai Gaya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang berbeda

Bahan Kain	Materi SMS
Gaya	Dengan dasi di kerah dan pinggang, manset rajutan
Ukuran dimensi	120 * 140 cm, acn disesuaikan
Berat kain	35-45g, bisa menjadi permintaan Anda
Warna	Warna biru
Sertifikat	ISO13485, FDA, CE
MOQ:	10.000 pcs
Desain kemasan	bisa menjadi desain Anda
Pengepakan	1 pc / kantong kertas plastik, 50 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Kemampuan	60.000 pcs per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari berdasarkan jumlah pesanan
Aplikasi	laboratorium, klinik, industri makanan, bengkel bebas debu, rumah sakit

[Gambar gaun medis Disposable Level 1 dengan pemasok medis rajutan manset](#)



