

Topi Sekali Pakai Nonwoven, Topi Perawat Sekali Pakai, Topi Bouffant Bedah Dengan Elastis Tunggal

Itu terbuat dari PP non woven, menjahit dan gaya otomatis.

Keuntungan

1. Pelindung yang baik, ringan, bebas lateks.
2. Gaya menjahit, Nyaman dipakai.
3. Warna putih, biru, hijau, kuning, pink, oranye, merah bisa tersedia.

Indikasi

Untuk medis klinis rumah sakit dan pasien, bengkel kerja bebas debu, pabrik makanan.

Kemasan tutup klip

100PCS / tas, 2000PCS / karton. Ukuran karton: 58X25X27cm 1 * 20 kontainer dapat memuat 715ctns, total 1430, 000PCS. 1 * 40 kontainer dapat memuat 1737ctns, total 3474, 000PCS

Nama topi mob elastis non woven bedah sekali pakai

Bahan PP 10-30g

Style Bouffant cap, clip cap, mob cap. tutup pel. topi dokter

Ukuran 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 22 ", 24 "

Warna putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, oranye dll.

kemasan 100 pcs / bag, 2000 pcs / ctn desain kemasan semua tas dalam dan pencetakan karton bisa sebagai desain Anda

MOQ 100.000 pcs Sampel dapat diberikan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari Cara pembayaran T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Kapasitas waktu pengiriman: 200.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;

Pelabuhan FOB Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou