

Nama	Gaun isolasi sekali pakai
Bahan	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Gaya	Tie on / velcro di leher, manset elastis / terpotong, standar atau diperkuat
Ukuran	S-5XL
Warna	Putih, Hijau, Biru, Kuning, Merah Muda, Merah, Abu-abu, Hitam dll.
Packing	10 pcs / box, 10 bags / ctn atau 1 pcs / bag, 50 pcs / bag
Desain pengepakan	Semua kotak batin dan cetak karton dapat sebagai desain Anda
MOQ	5000 pcs
Sampel	dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam 3 hari
Cara Pembayaran	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari;
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Pakai sekali pakai Non Woven Gaun Isolasi

1. Perlindungan PP gaun bedah non steril

Itu terbuat dari bahan polypropylene hidrofobik, bebas lateks; tahan abrasi; serat rendah; dengan tingkat repellency cairan yang tinggi.

Warna: putih, hijau, biru, kuning, oranye dan sebagainya

Berat Bahan: 30-65gsm.

2. Perlindungan PP + PE Gaun Bedah Non Steril

Itu terbuat dari bahan PP + PE, bebas lateks; tahan abrasi; cairan yang benar-benar tahan terhadap fluida dan alkohol.

Warna: putih, hijau, biru, kuning.

Berat Bahan: 40-65gsm.

3. Perlindungan SMS Gaun Bedah Non Steril (Standar dan Diperkuat):

Itu terbuat dari bahan sms hidrofobik / spunlace, bebas lateks; tahan abrasi; serat rendah; dengan tingkat repellency cairan yang tinggi; penghalang yang baik untuk darah, cairan tubuh, dan patogen

dengan gaya standar dan diperkuat. Gaya yang diperkuat dengan tulangan perlindungan ekstra pada lengan & dada yang dapat benar-benar tahan terhadap cairan dan alkohol.

Warna yang tersedia: putih, biru.

Berat Bahan: 35-65GSM.

Ikat / velcro di leher, manset elastis / terpotong, standar atau diperkuat.