

Kualitas Tinggi Disposable Non Woven penutup kasur

Gaya: Datar, ujung elastis, ujung persegi

Ukuran: 80X190 + 20cm, 90X200 + 20cm, 160X190 + 20cm, 160X200 + 20cm, 180X200 + 20cm ...

Packing: 5 PCS / tas, 5 PCS / AG atau 1 PCS / tas, 50 PCS / CTN.

Bahan Kain	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Gaya	Datar, ujung elastis, ujung persegi, gulung
Ukuran dimensi	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda dll
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pcs
Desain kemasan	Semua tas dalam dan pencetakan karton bisa sesuai desain Anda
Pengepakan	10 pcs / kotak, 10 tas / ctn atau 5 pcs / tas, 50 pcs / tas
Kemampuan	Kapasitas: 10.000 pcs / hari,
Waktu pengiriman	1 * 40HQ spreng sekali pakai bisa selesai dalam waktu 10-15 hari;
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, bengkel bebas debu
Pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Cara pembayaran	T / T, PayPal, Serikat Barat, L / C, D / A, D / P, ESCROW,