

properti Jas lab pp sekali pakai

Semua gaun pp. terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

1. Size: S-5XL atau disesuaikan
2. Terbuat dari Nonwoven Material, bernapas dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.

Spesifikasi Jas lab pp sekali pakai

Nama	Sekali pakai Mantel Lab PP.
Material	pp.
Gaya	Manset elastis atau rajutan
Ukuran	S-5XL
Warna	Biru
Packing	10. Pcs / Box, 10 bags / ctn
Desain Pengepakan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
MOQ	5000 pcs
Sampel	dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda di dalam 2. Hari
Cara Pembayaran	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40hq dapat selesai dalam 20. -25. hari;
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Gambar Sekali pakai Mantel Lab PP.







