

Properti dari Mantel lab PP putih sekali pakai

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:

1. Ukuran: S-5XL atau disesuaikan
2. terbuat dari nonwoven bahan, bernapas dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.

Spesifikasi Mantel lab PP putih sekali pakai

Nama	Mantel lab PP putih sekali pakai
Bahan	pp
Gaya	Rajutan kerah dan manset rajut, dengan Bottons dan saku
Ukuran	S-5XL
Warna	biru
sedang mengemas	5 pcs/box, 10 tas/ctn
Desain Pengepakan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa menjadi desain Anda
Moq	5000 PC
Sampel	dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda di dalam 2 hari -hari
Cara pembayaran	T/t, paypal, Western Union, L/c, d/a, d/p, escrow,
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs/hari, 1*40HQ dapat diselesaikan di dalam 20-25 hari -hari;
Port fob	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

Gambar Mantel lab PP putih sekali pakai



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

