

Disposable Protective Non Woven Lab Coat Warna Hitam Pemasok

- 1, Sampel gratis.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2, pesanan kecil diterima;
- 3, L / C, T / T, D / P tersedia istilah;
4. FOB, CNF, CIF, EXW tersedia istilah;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. Inspeksi produk bagian ketiga dapat diterima.
- 7, layanan OEM. Lebih banyak pilihan pada material, pola, ukuran dan pengepakan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, izin, transportasi laut, semuanya dalam satu.
- 10, layananurna jual yang baik. Kami menangani keluhan karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!

Spesifikasi Jas Lab Non Woven Warna Hitam

Nama	Disposable Protective Non Woven Lab Coat Warna Hitam Pemasok
Ukuran	Ukuran S-5XL tersedia, ukuran reguler. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Membuat produksi sesuai dengan sampel klien & spesifikasi)
Bahan	PP45g
Gaya	Berdiri kerah, depan Zip, manset elastis
Warna	hitam
Aplikasi	Medis & kesehatan / Rumah Tangga / Laboratorium
Ciri	Tahan lama, Ramah Lingkungan, Tidak beracun, Bernapas, dan Fleksibel
	Anti-alkohol, Anti-Darah, Anti-Minyak
	Tahan air, Tahan asam, Tahan alkali
MOQ	5000 PCS
Mencicipi	dapat menyediakan dalam 2days
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Waktu pengiriman	Satu kontainer 40hq dapat selesai dalam 20-30days.



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

