

### 1. Perlindungan PP gaun bedah non steril

Itu terbuat dari bahan polypropylene hidrofobik, bebas lateks; Tahan abrasi; Serat rendah; Dengan tingkat repellency cairan yang tinggi.

Warna: putih, hijau, biru, kuning, oranye dan sebagainya

Berat Bahan: 30-65gsm.

### 2. Perlindungan PP + PE gaun bedah non steril

Itu terbuat dari SMS bahan, bebas lateks; Tahan abrasi; Fluid dan alkohol yang benar-benar tahan.

Warna: putih, biru.

Berat Bahan: 40-65gsm.

### 3. Perlindungan SMS gaun bedah non steril (standar dan diperkuat):

Itu terbuat dari sms hidrofobik / material spunlace, bebas lateks; Tahan abrasi; Serat rendah; Dengan tingkat repellency cairan yang tinggi; Hambatan yang baik untuk darah, cairan tubuh, dan patogen.

Dengan standar dan gaya yang diperkuat. Gaya yang diperkuat dengan penguatan perlindungan ekstra pada lengan & dada yang dapat sepenuhnya tahan terhadap cairan dan alkohol.

Warna yang tersedia: putih, biru.

Bahan Berat: 35-65GSM.

Ikatan / velcro di leher, manset elastis / terpotong, standar atau diperkuat.

Nama	Sekali pakai SMS gaun.
Bahan	SMS, SMMS,
Gaya	Ikatan / Velcro di leher, manset elastis / terpotong, standar atau diperkuat
Ukuran	S-5XL
Warna	Putih, hijau, biru, kuning, pink, merah, abu-abu, hitam dll.
pengepakan	10 pcs / box, 10 bags / ctn atau 1 pcs / bag, 50 pcs / bag
Desain pengepakan	Semua kotak batin dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
MOQ.	5000 pcs.
Sampel	dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari
Cara pembayaran	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari;
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou