

properti Mantel Lab SMS sekali pakai

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

1. Size: S-5XL atau disesuaikan
2. Terbuat dari Nonwoven Material, bernapas dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.

Spesifikasi Sekali pakai SMS Jas laboratorium

Nama	Sekali pakai SMS Jas laboratorium
Material	SMS
Gaya	rajutan Cuff Collar dan Knit, dengan Bottons dan saku
Ukuran	S-5XL
Warna	Biru
Packing	5 pcs / box, 10 bags / ctn
Desain Pengepakan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
MOQ	5000 pcs
Sampel	dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda di dalam 2. Hari
Cara Pembayaran	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40hq dapat selesai dalam 20. -25. hari;
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Gambar Sekali pakai SMS Jas laboratorium







