Product details


Tentang lembar ambulans dispsoable, dipasang lembar cot

- 1) Pakai dan Sanitasi
- 2) Non woven materi baru, eco-friendly
- 3) Bernapas dan ringan
- 4) Dipasang dengan baik di tempat tidur
- 5) Lembut, nyaman dan higienis

Fitur lembar medis sekali pakai

Kain	Polypropylene, SMS, PP + PE, atau mikroporous
Gaya	Pas atau elastic design,sayamenangani untuk semua ukuran dan gaya
	hunian tempat tidur bayi
Fungsi	bukti kelembaban
Ukuran	83 "L x 35" W, Atau sebagai kebutuhan Anda
Pengemasan	individual dikemas

Product display



The regular shipment way





Our business process

